



## Produktdatablad

### **Dispenser, Tork T3, 12,8x15,9x27,1cm, sort, plast, til toiletpapir i ark**

**Varenummer :** 117575  
**Varegruppe :** Tork  
**Forpakninger :** 1 stk = 1 kolli  
108 stk = 1 palle  
108 kolli = 1 palle



### **Varedeklaration**

**Produktbetegnelse:** Dispenser  
**Varemærke:** Tork  
**Vareserie:** T3  
**Farve:** sort  
**Materiale:** plast  
**Features:** til toiletpapir i ark  
**Inkluderet tilbehør:** Skruer, rawplugs og nøgler.  
**Længde/dybde:** 12,8 cm  
**Bredde:** 15,9 cm  
**Højde:** 27,1 cm

**Produktbeskrivelse:** Denne Tork dispenser til toiletpapir i ark i Elevation Design er velegnet til toiletter med lav til middel brugerfrekvens. Ét-ark-adgangen dispenserfunktion, hvor man kun rører ved det ark, man bruger, giver bedre hygiejne. Dispenseren har et funktionelt, moderne design, som giver en ubesværet brugeroplevelse. Nem genopfyldning af bundter giver minimalt affald.

**Tilhørende varer:** 862005, 117555