



Varenummer 117578



## Dispenser, Tork S1, 1000 ml, hvid, plast, til refill

- ✓ Fremragende hygiejne ved dosering af sæbe uden at røre dispenseren
- ✓ Certificeret intuitiv vedligeholdelse og genopfyldning sparer tid

### Produktbeskrivelse

Tork sæbedispenser i Elevation Design med albuegreb er velegnet til områder, hvor håndhygiejne er vigtig. Den kan anvendes med mange Tork hudplejeprodukter i forseglede flasker. Dispenseren har et funktionelt og moderne design, som giver en ubesværet brugeroplevelse. Denne dispenser hører til Torks produktserie af dispensere, der er certificeret Co2 neutrale.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	Tork
Vareserie	S1
Farve	Hvid
Features	Til refill
Materiale	Plast
Længde/dybde	11.4 cm
Bredde	11.2 cm
Højde	29.6 cm
Rumindhold, netto	1000 ml
Inkluderet tilbehør	Nøgler.
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	59 cm	36 cm	27.6 cm	7322541325736
stk	1000 ml				7322541325736