



Produktdatablad

Dispenser, Tork S1, 11,4x11,2x29,6cm, 1000 ml, hvid, plast, til refill

Varenummer: 117578



Varedeklaration

Forpakning: 1 Stk pr. Kolli, 85 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Dispenser. Varemærke: Tork. Vareserie: S1. Materiale: plast. Features: til refill. Længde/dybde: 11,4 cm. Bredde: 11,2 cm. Højde: 29,6 cm. Rumindhold, netto: 1000 ml. Inkluderet tilbehør: Nøgler. Direktiver, lovgivning og regler: (EU) 2023/988. Produktbeskrivelse: Tork sæbedispenser i Elevation Design med albuegreb er velegnet til områder, hvor håndhygiejne er vigtig. Den kan anvendes med mange Tork hudplejeprodukter i forseglede flasker. Dispenseren har et funktionelt og moderne design, som giver en ubesværet brugeroplevelse. Denne dispenser hører til Torks produktserie af dispensere, der er certificeret Co2 neutrale. . Tilhørende varer: 212067, 150675