



Varenummer 117579



Dispenser, Tork S1, 1000 ml, sort, plast, til refill

- ✓ Fremragende hygiejne ved dosering af sæbe uden at røre dispenseren
- ✓ Certificeret intuitiv vedligeholdelse og genopfyldning sparer tid

Produktbeskrivelse

Tork sæbedispenser i Elevation Design med albuegreb er velegnet til områder, hvor håndhygiejne er vigtig. Den kan anvendes med mange Tork hudplejeprodukter i forseglede flasker. Dispenseren har et funktionelt og moderne design, som giver en ubesværet brugeroplevelse. Denne dispenser hører til Torks produktserie af dispensere, der er certificeret Co2 neutrale.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	Tork
Vareserie	S1
Farve	Sort
Features	Til refill
Materiale	Plast
Længde/dybde	11.4 cm
Bredde	11.2 cm
Højde	29.6 cm
Rumindhold, netto	1000 ml
Inkluderet tilbehør	Skruer, rawplugs og nøgler.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	35 cm	15 cm	13 cm	7322540430400
stk	1 stk				5703538105821