



Produktdatablad

Bloklys, Bolsius, 19cm, Ø6,8cm, guld, 65 timer, 100% paraffin

Varenummer : 121253
Varegruppe : Lys
Forpakninger : 6 stk = 1 kolli
175 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Bloklys
Varemærke: Bolsius
Farve: guld
Ingredienser/sammensætning: 100% paraffin
Brændetid: 65 timer
Højde: 19 cm
Diameter: 6,8 cm
Produktbeskrivelse: Der er mange muligheder med bloklys, de kan bl.a. bruges på stager, i lanterner eller stå solitært på bordet. Den rå overflade giver et rustikt look.
Opbevaringsinstruktioner: Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.