



Produktdatablad

Kaffe, formalet, 500 g

Varenummer : 121607
Version : 02
Varegruppe : Kaffe, formalet
Forpakninger : 16 stk = 1 kolli
32 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Kaffe
Holdbarhed: 1 år
Holdbarhed, åbnet: 14 dage
Features: formalet
Vægt, netto: 500 g
Vægt, brutto: 500 g

Produktbeskrivelse:

DE Classic er en mellemristet kaffe, fremstillet af 100% Arabica-bønner. Kaffen er rund og fyldig med en behagelig aroma samt en sød og let syrlig eftersmag. En kaffe til dem, som foretrækker en rund og fyldig kaffe.

Opbevaringsinstruktioner:

Opbevares tørt, rent og ikke i direkte sollys.

Instruktioner vedrørende produktbortskaffelse:

Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Instruktioner vedrørende bortskaffelse af emballage:

Kan genbruges eller forbrændes.

Tilhørende varer: 1201201, 1200101, 1201101, 1200202, 12030, 370602, 370502, 370102, 371501, 370901, 370701, 371201