



Varenummer 121607

Kaffe, formalet, 500 g

Produktbeskrivelse

DE Classic er en mellemristet kaffe, fremstillet af 100% Arabica-bønner. Kaffen er rund og fyldig med en behagelig aroma samt en sød og let syrlig eftersmag. En kaffe til dem, som foretrækker en rund og fyldig kaffe.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kaffe
Features	Formalet
Vægt, netto	500 g
Vægt, brutto	500 g
Holdbarhed	1 år
Holdbarhed, åbnet	14 dage
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde (cm)	Bredde (cm)	Højde (cm)	EAN
kl	16 stk	38	29.5	23	5701037062768
stk					5701037062751