

Produktinformation

Udskrevet d. 12-01-2026



Varenr.	4009079
Café Noir filterkaffe, UTZ certificeret, 20 poser á 500 g pr. karton	

Produkt:			
Beskrivelse:	Café Noir UTZ Certified er fremstillet af 100% bæredygtige Arabica- bønner fra Syd- og Centralamerika, mellem-/mørkristet og filter-formalet. Kaffen har en dyb, rund og fyldig smag med en fin, ren eftersmag. Et oplagt kaffevalg for inkarnerede kaffeelskere. 20 x 500 g filterkaffe pr. karton		
Ingredienser:	Formalet kaffe, 100% arabica		
Næringsindhold:			
Info. til allergikere:			
Producent:	Prima Poland S.P.z.o.o.		
Oprindelsesland: (for primær råvare)	Polen		
Holdbarhed og opbevaring:			
Holdbarhed/antal dage:	Uåbnet:	396 dage	Åbnet: 14
Opbevaring hos kunde:	Tørt, ikke for varmt og ikke sammen med varer med stærk lugtafgivelse. Posen holdes tæt lukket og i lufttæt emballage efter åbning.		

Emballage og vægt:			
Indhold: pr. Vareenhed:	0,5 Kilogram	/ pr. Salgsenhed:	20 Stk á 0,5 Kilogram
Salgsenhed:	Karton	Salgsenheder pr. palle	32
Emballage:	Metaliseret folie bestående af polypropylen (udvendig) og polyethylen (indvendig) samt en lille del polyester.		
Økologi og miljø:			
Produktet er Økologisk:	Nej	Certifikat på bæredygtighed:	UTZ certified
Miljø note:	Kartonen er genanvendelig. Kaffeposen er ikke genanvendelig, dog brændbar.		

Produktinformation

Udskrevet d. 12-01-2026



Varenr.	4009079
Café Noir filterkaffe, UTZ certificeret, 20 poser á 500 g pr. karton	

Dosering og bryggevejledning:	
Anbefalet dosering:	27-33g pr. liter baseret på 10L bryg, 36-42g pr. liter baseret på 1,8L bryg eller 6-7g pr. kop
Bryggevejledning:	

EAN-koder:			
Stykenhed: 5701037026043	Salgsenhed: 5701037126040	Palleenhed: 5701037226047	

An error has occurred while processing PictureBox 'pictureBox2':
Invalid image data.
----- InnerException -----
The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a receive.
----- InnerException -----
The client and server cannot communicate, because they do not possess a common algorithm