



Varenummer 121685

Kaffe, BKI Luksus, formalet, 200 g

Produktbeskrivelse

BKI Luxus er fremstillet af de fineste arabica kaffebønner (arabica) fra Brasilien, Columbia og Mellemerika. Blandingens sammensætning sikrer en blød, rund og fyldig smag.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kaffe
Varemærke	BKI
Vareserie	Luksus
Features	Formalet
Vægt, netto	200 g
Holdbarhed	1 år
Holdbarhed, åbnet	14 dage
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	40 stk	40 cm	30 cm	29 cm	5703538238864
stk	1 stk				5703538238840