




Produktdatablad

Tefilter, 23,3cm, papir, ubleget

Varenummer: 12191



Varedeklaration

Forpakning: 50 Stk pr. Pakke, 15 Pakke pr. Kolli, 87 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Tefilter. Sekundær farve: bleget. Materiale: papir. Længde/dybde: 23,3 cm. Bredde: 3,8 cm. Certifikater: Til fødevarer. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, rent og ikke i direkte sollys. Direktiver, lovgivning og regler: (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020. Produktbeskrivelse: Tefilteret har den perfekte passeform til brygning af te i krus og kopper samtidig med at dens længde passer perfekt til brygning af te i termokander og kedler. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.