



Produktdatablad

Servietdispenser, T3, 24,5x15,5x16,2cm, sort, plast

Varenummer : 122025
Varegruppe : Dispenser
Forpakninger : 4 stk = 1 kolli
24 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Servietdispenser
Varemærke: T3
Farve: sort
Materiale: plast
Længde/dybde: 24,5 cm
Bredde: 15,5 cm
Højde: 16,2 cm
Produktbeskrivelse: Smart stilren dispenser til dine T3 servietter.
Opbevaringsinstruktioner: Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.

Tilhørende varer: 125112