

ABENA®

Produktdatablad

Servietdispenser, Tork Expressnap N4 Signature Line, 15x20,1x15,5cm, sort, plast

Varenummer : 122113
Varegruppe : Dispenser
Forpakninger : 1 stk = 1 kolli
144 stk = 1 palle
144 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Servietdispenser
Varemærke: Tork
Vareserie: Expressnap N4 Signature Line
Farve: sort
Materiale: plast
Features: til interfold servietter
Længde/dybde: 15 cm
Bredde: 20,1 cm
Højde: 15,5 cm

Produktbeskrivelse: Tork Xpressnap® Servietdispenser til bord er velegnet til restauranter med selvbetjening, hvor servietter er til rådighed på bordet. Kompakt og moderne dispenser, som giver en serviet ad gangen, forbedrer hygiejnen og reducerer servietforbruget med mindst 25% sammenlignet med traditionelle servietdispensersystemer. Fås i et stort udvalg af moderne farver, som passer til dit interiør.

Opbevaringsinstruktioner: Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.

Tilhørende varer: 122051, 122111, 1220802, 1000003662, 12213001, 12182901, 1000003657, 1000003658, 1000003660, 1000003661