



Varenummer 123210

Bærepose, 26x14x34cm, 16 l, hvid, papir, med hank

- ✓ Stærk bæreevne
- ✓ Bionedbrydelig



Produktbeskrivelse

Pose med hank. Hanken er fremstillet af 5 lag papir, hvilket giver stor bærestyrke. Posen er ideel til transport af dagligvarer, tekstiler, gaveartikler, m.m.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Bærepose
Farve	Hvid
Features	Med hank
Materiale	Papir
Længde/dybde	26 cm
Bredde	14 cm
Højde	34 cm
Vægt, netto	36 g
Vægt, brutto	40 g
Rumindhold, brutto	16 l
Tykkelse	80 g/m ²
Certifikater	Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler	1935/2004/EU, 2023/2006/EC, BEK 681 25.05.2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn og mikrobølgeovn.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	250 stk	0.435 m	0.279 m	0.314 m	5703538446351



Glas-gaffel-symbolet garanterer, at produkter er testet efter europæisk lovgivning og godkendt til fødevarerkontakt. Symbolet er obligatorisk på produkter, der bruges til fødevarerkontakt.

