



Varenummer 123886

Dispenser pumpe, Anyah, klar, plast, til 480 ml beholdere

Produktbeskrivelse

Pumpe i chrom til 480 ml beholdere.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser pumpe
Varemærke	Anyah
Farve	Klar
Features	Til 480 ml beholdere
Materiale	Plast
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	100 stk	37 cm	23.5 cm	12.5 cm	