



## Produktdatablad

### **Bloklys, Bolsius, 19cm, Ø6,8cm, limegrøn, 65 timer, 100% paraffin**

Varenummer : 125795  
Varegruppe : Bloklys  
Forpakninger : 6 stk = 1 kolli  
125 kolli = 1 palle



### **Varedeklaration**

<b>Produktbetegnelse:</b>	Bloklys
<b>Varemærke:</b>	Bolsius
<b>Farve:</b>	limegrøn
<b>Ingredienser/sammensætning:</b>	100% paraffin
<b>Brændetid:</b>	65 timer
<b>Højde:</b>	19 cm
<b>Diameter:</b>	6,8 cm
<b>Produktbeskrivelse:</b>	Der er mange muligheder med bloklys, de kan bl.a. bruges på stager, i lanterner eller stå solitært på bordet. Den rå overflade giver et rustikt look.
<b>Opbevaringsinstruktioner:</b>	Opbevares rent og tørt.
<b>Instruktioner vedrørende produktbortskaffelse:</b>	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
<b>Instruktioner vedrørende bortskaffelse af emballage:</b>	Kan genbruges eller forbrændes.