

ABENA®

Produktdatablad

Bloklys, Bolsius, 19cm, Ø6,8cm, metallic rød, 65 timer, 100% paraffin

Varenummer : 125811
Varegruppe : Bloklys
Forpakninger : 6 stk = 1 kolli
1 stk = 1 pakke
6 pakker = 1 kolli
175 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse:	Bloklys
Varemærke:	Bolsius
Farve:	metallic rød
Ingredienser/sammensætning:	100% paraffin
Brændetid:	65 timer
Højde:	19 cm
Diameter:	6,8 cm
Produktbeskrivelse:	Der er mange muligheder med bloklys, de kan bl.a. bruges på stager, i lanterner eller stå solitært på bordet. Den rå overflade giver et rustikt look.
Opbevaringsinstruktioner:	Opbevares rent og tørt.
Instruktioner vedrørende produktbortskaffelse:	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Instruktioner vedrørende bortskaffelse af emballage:	Kan genbruges eller forbrændes.