

ABENA®

## Produktdatablad

### Plastbakke, 25x15,9x7cm, 1700 ml, sort, PP, 1-rums

Varenummer : 131423  
Varegruppe : Plastbakke  
Forpakninger : 220 stk = 1 kolli  
18 kolli = 1 palle



### Varedeklaration

**Produktbetegnelse:** Plastbakke  
**Farve:** sort  
**Materiale:** PP  
**Antal rum:** 1-rums  
**Længde/dybde:** 25 cm  
**Bredde:** 15,9 cm  
**Højde:** 7 cm  
**Rumindhold, brutto:** 1700 ml  
**Certifikater:** Til fødevarer  
**Direktiver, lovgivning og regler:** Fødevaregodkendt iht. 1935/2004/EU  
**Produktbeskrivelse:** Denne Take away bakke er velegnet til alle typer fødevarer. PP produktet er særligt god ved brug op til temperaturer på 100°C. Til låg kan der anvendes lågfolie, men også snap-on låg. Bredden af lågfolien afhænger af maskintype.  
**Temperaturlolerance:** Til alle typer fødevarer ved temperatur fra -40°C til +40°C i ubestemt tid, og op til +100°C i max 2 timer.  
**Sikkerhedsforskrifter og advarsler:** Må ikke anvendes i almindelig ovn.  
**Bortskaffelse af produkt:** Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.  
**Bortskaffelse af emballage:** Kan genbruges eller forbrændes.

Tilhørende varer: 131427