

ABENA®

Produktdatablad

Låg, Ready2Cook, 27,1x16,8x5,3cm, klar, PET, høj, snap-on

Varenummer : 131894
Varegruppe : Låg til Ready2Cook
Forpakninger : 100 stk = 1 pakke
4 pakker = 1 kolli
12 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Låg
Varemærke: Ready2Cook
Farve: klar
Materiale: PET
Features: høj, snap-on
Længde/dybde: 27,1 cm
Bredde: 16,8 cm
Højde: 5,3 cm
Vægt, netto: 33,8 g
Certifikater: Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler: Fødevaregodkendt iht. 1935/2004/EU

Produktbeskrivelse: De transparente låg til Ready2Cook serien fuldender bakkerne. Designet udstråler eksklusivitet og giver en rigtig god præsentation af fødevarerne. Den smarte snap-on funktion gør det nemt at montere låget. Lågene fås både i en høj og en lav udgave og giver dermed rig mulighed for at variere indholdet.

Temperaturtolerance: Til alle typer fødevarer ved temperatur -40°C til +40°C i ubestemt tid og op til +70°C i max 2 timer.

Sikkerhedsforskrifter og advarsler: Må ikke anvendes i almindelig ovn og mikrobølgeovn.

Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.

Tilhørende varer: 13189202