



Varenummer 131920

Plastbakke, 13,8x11,4x3,5cm, 350 ml, hvid, PP, 1-rums, 1/8 GN

- ✓ Frost
- ✓ ,
- ✓ Pladsbesparende



Produktbeskrivelse

Denne bakke er velegnet til opbevaring af fødevarer på frost. Bakken er i en stærk kvalitet og kan gå direkte fra fryseren til mikroovnen.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Plastbakke
Farve	Hvid
Features	1/8 GN
Materiale	PP
Længde/dybde	13,8 cm
Bredde	11,4 cm
Højde	3,5 cm
Rumindhold, brutto	350 ml
Antal rum	1-rums
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	300 stk	39 cm	29 cm	34,5 cm	7321037585104
stk	1 stk				7321017585100



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet er fryseseikkert.



Polypropylen er en type plast.