



Varenummer 131920

Plastbakke, 13,8x11,4x3,5cm, 350 ml, hvid, PP, 1-rums

- ✓ Frost
- ✓ ,
- ✓ Pladsbesparende



Produktbeskrivelse

Denne bakke er velegnet til opbevaring af fødevarer på frost. Bakken er i en stærk kvalitet og kan gå direkte fra fryseren til mikroovnen.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Plastbakke
Farve	Hvid
Materiale	PP
Længde/dybde	13.8 cm
Bredde	11.4 cm
Højde	3.5 cm
Rumindhold, brutto	350 ml
Antal rum	1-rums
Certifikater	Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler	1935/2004/EU, 2023/2006/EC, BEK 681 25.05.2020, 10/2011/EU
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn.
Temperatortolerance	Til alle typer fødevarer ved temperatur fra -10°C til +40°C i ubestemt tid, og op til +70°C i max 2 timer.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	300 stk	39 cm	29 cm	34.5 cm	7321037585104
stk	1 stk				7321017585100



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.