



Produktdatablad

Plastbakke, 13,8x11,4x3,5cm, 350 ml, hvid, PP, 1-rums

Varenummer : 131920
Varegruppe : Plastbakke
Forpakninger : 300 stk = 1 kolli
16 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Plastbakke
Farve: hvid
Materiale: PP
Antal rum: 1-rums
Længde/dybde: 13,8 cm
Bredde: 11,4 cm
Højde: 3,5 cm
Rumindhold, brutto: 350 ml
Certifikater: Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler: Fødevaregodkendt iht. 1935/2004/EU
Produktbeskrivelse: Denne bakke er velegnet til opbevaring af fødevarer på frost. Bakken er i en stærk kvalitet og kan gå direkte fra fryseren til mikroovnen.
Temperaturtolerance: Til alle typer fødevarer ved temperatur fra -10°C til +40°C i ubestemt tid, og op til +70°C i max 2 timer.
Sikkerhedsforskrifter og advarsler: Må ikke anvendes i almindelig ovn.
Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.