



Varenummer 131920

## Plastbakke, 13,8x11,4x3,5cm, 350 ml, hvid, PP, 1-rums, 1/8 GN

- ✓ Frost
- ✓ Pladsbesparende



### Produktbeskrivelse

Denne bakke er velegnet til opbevaring af fødevarer på frost. Bakken er i en stærk kvalitet og kan gå direkte fra fryseren til mikroovnen.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Plastbakke
Farve	Hvid
Features	1/8 GN
Materiale	PP
Længde/dybde	13,8 cm
Bredde	11,4 cm
Højde	3,5 cm
Rumindhold, brutto	350 ml
Antal rum	1-rums
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	300 stk	39 cm	29 cm	34,5 cm	7321037585104
stk	1 stk				7321017585100



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet er frysesikkert.



Polypropylen er en type plast.