

Varenummer 131987



**Bakke, 22,5x17,5x3,4cm, 960 ml, sort, CPET, 1-rums, 960 ml, standard serie, hovedret**

- ✓ Eget til ovn
- ✓ Eget til mikroovn
- ✓ Eget til alle fødevarer
- ✓ Tåler temperaturer fra -40°C til +220°C
- ✓ Eget til forsegling



**Produktbeskrivelse**

C-PET produkter er velegnede til alle typer fødevarer. C-PET produkter er særligt gode til brug i ovn ved temperaturer op til 220°C. Til låg kan der anvendes lågfolie, men også snap-on låg. Bredden af lågfolien afhænger af maskintype.



**Specifikationer**

Produktbetegnelse	Bakke
Farve	Sort
Features	Standard serie, hovedret
Materiale	CPET
Længde/dybde	22.5 cm
Bredde	17.5 cm
Højde	3.4 cm
Vægt, netto	27 g
Vægt, brutto	27 g
Rumindhold, brutto	960 ml
Antal rum	1-rums
Volumen af rum	960 ml
Certifikater	Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler	1935/2004/EU
Temperaturtolerance	Til alle typer fødevarer ved temperatur -40°C til +40°C i ubestemt tid, ved temperatur op til +200°C i max 2 timer og op til +220°C i max 30 minutter.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

**Forpakning**

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	300 stk	59 cm	39.5 cm	24 cm	7321031154955
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet er fryseseikkert.