



Varenummer 131989

Bakke, 32,5x26,5x5cm, 3350 ml, sort, CPET, 1-rums, 3350 ml, hovedret

- ✓ Eget til ovn
- ✓ Eget til mikroovn
- ✓ Eget til alle fødevarer
- ✓ Tåler temperaturer fra -40°C til +220°C
- ✓ Eget til forsegling



Produktbeskrivelse

C-PET produkter er velegnede til alle typer fødevarer. C-PET produkter er særligt gode til brug i ovn ved temperaturer op til 220°C. Til låg kan der anvendes lågfolie, men også snap-on låg. Bredden af lågfolien afhænger af maskintype.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Bakke
Farve	Sort
Features	Hovedret
Materiale	CPET
Længde/dybde	32.5 cm
Bredde	26.5 cm
Højde	5 cm
Rumindhold, brutto	3350 ml
Antal rum	1-rums
Volumen af rum	3350 ml
Certifikater	Til fødevarer
Temperaturtolerance	Til alle typer fødevarer ved temperatur -40°C til +40°C i ubestemt tid, ved temperatur op til +200°C i max 2 timer og op til +220°C i max 30 minutter.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	90 stk	59.9 cm	40 cm	28 cm	7321031155112
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet er fryseseikkert.