



Varenummer 132011

## Bakke, 32,5x26,5x5cm, 5100 ml, sort, CPET, 1-rums, 5100 ml, hovedret

- ✓ Eget til ovn
- ✓ Eget til mikroovn
- ✓ Eget til alle fødevarer
- ✓ Tåler temperaturer fra -40°C til +220°C
- ✓ Eget til forsegling



### Produktbeskrivelse

C-PET produkter er velegnede til alle typer fødevarer. C-PET produkter er særligt gode til brug i ovn ved temperaturer op til 220°C. Til låg kan der anvendes lågfolie, men også snap-on låg. Bredden af lågfolien afhænger af maskintype.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Bakke
Farve	Sort
Features	Hovedret
Materiale	CPET
Længde/dybde	32.5 cm
Bredde	26.5 cm
Højde	5 cm
Rumindhold, brutto	5100 ml
Antal rum	1-rums
Volumen af rum	5100 ml
Certifikater	Til fødevarer
Temperaturtolerance	Til alle typer fødevarer ved temperatur -40°C til +40°C i ubestemt tid, ved temperatur op til +200°C i max 2 timer og op til +220°C i max 30 minutter.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	80 stk	40 cm	55 cm	36.5 cm	7321031312805
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet er frysesikkert.