



Varenummer 132039

Kniv til posesvejser, stål

- ✓ Kompakt
- ✓ Let anvendelig

Produktbeskrivelse

Kniv anvendes til svejsning af krokodillenæbs/OPP poser.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kniv til posesvejser
Materiale	Stål
Vægt, netto	5 g
Vægt, brutto	10 g
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	0.1 cm	0.5 cm	0.1 cm	