

Varenummer 132141



Plastbakke, 19x15,5x5,2cm, 900 ml, sort, PP

- ✓ Frost
- ✓ ,
- ✓ Mikroovn
- ✓ ,
- ✓ Pladsbesparende



Produktbeskrivelse

Denne bakke i PP materiale er velegnet til opbevaring af fødevarer på frost. Bakken er i en stærk kvalitet og kan gå direkte fra fryseren til mikroovnen.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Plastbakke
Farve	Sort
Materiale	PP
Længde/dybde	19 cm
Bredde	15.5 cm
Højde	5.2 cm
Rumindhold, brutto	900 ml
Antal lag	3-lags
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, 94/62/EF, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EF) 1895/2005, (EC) 1907/2006
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn.
Anvendelsestemperatur	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer op til stuetemperatur samt i 2 timer ved 100°C
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	300 stk	58.5 cm	39 cm	33.5 cm	5701022198878
pk	50 stk				
stk	1 stk				5701022198885



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Polypropylen er en type plast.



Produktet er frysesikkert.



Produktet kan bruges i
mikrobølgeovnen.