

Varenummer 132141



## Plastbakke, 19x15,5x5,2cm, 900 ml, sort, PP

- ✓ Frost
- ✓ ,
- ✓ Mikroovn
- ✓ ,
- ✓ Pladsbesparende



### Produktbeskrivelse

Denne bakke i PP materiale er velegnet til opbevaring af fødevarer på frost. Bakken er i en stærk kvalitet og kan gå direkte fra fryseren til mikroovnen.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Plastbakke
Farve	Sort
Materiale	PP
Længde/dybde	19 cm
Bredde	15.5 cm
Højde	5.2 cm
Rumindhold, brutto	900 ml
Antal lag	3-lags
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, 94/62/EF, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EF) 1895/2005
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn.
Temperatortolerance	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer op til stuetemperatur samt i 2 timer ved 100C
Anvendelsestemperatur	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer op til stuetemperatur samt i 2 timer ved 100°C
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	300 stk	58.5 cm	39 cm	33.5 cm	5701022198878
pk	50 stk				
stk	1 stk				5701022198885



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Polypropylen er en type plast.



Produktet er frysesikkert.



Produktet kan bruges i mikrobølgeovnen.