



## Produktdatablad

### Kop, Abena Gastro-Line, 6,3cm, Ø8cm, 21 cl, hvid, PS, med hank

Varenummer : 132148  
Varegruppe : Kaffe- og combikop  
Forpakninger : 25 stk = 1 pakke  
40 pakker = 1 kolli  
12 kolli = 1 palle



### Varedeklaration

**Produktbetegnelse:** Kop  
**Varemærke:** Abena  
**Vareserie:** Gastro-Line  
**Farve:** hvid  
**Materiale:** PS  
**Features:** med hank  
**Højde:** 6,3 cm  
**Diameter:** 8 cm  
**Vægt, netto:** 5 g  
**Rumindhold, netto:** 21 cl  
**Rumindhold, brutto:** 23 cl  
**Certifikater:** Til fødevarer  
**Direktiver, lovgivning og regler:** Fødevarereguleringsloven iht. 1935/2004/EU  
**Produktbeskrivelse:** Kop med fast hank, som gør det nemt at servere varme drikke uden at brænde fingrene.  
**Opbevaringsinstruktioner:** Opbevares rent og tørt.  
**Temperatortolerance:** Temperatur: -20 °C til +40 °C i ubegrænset tid. Ved temperatur op til +70 °C i max 2 timer.  
**Sikkerhedsforskrifter og advarsler:** Må ikke anvendes i almindelig ovn og mikrobølgeovn.  
**Bortskaffelse af produkt:** Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.  
**Bortskaffelse af emballage:** Kan genbruges eller forbrændes.