



Produktdatablad

Teske, Abena Gastro, 12,5cm, klar, PS

Varenummer : 132471
Version : 02
Varegruppe : Teske
Forpakninger : 100 stk = 1 pakke
20 pakker = 1 kolli
108 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Teske
Varemærke: Abena
Vareserie: Gastro
Farve: klar
Materiale: PS
Længde/dybde: 12,5 cm
Vægt, netto: 1,1 g
Certifikater: Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler: Fødevaregodkendt iht. 1935/2004/EU
Produktbeskrivelse: Stabilt bestik i et enkelt design til en fornuftig pris.
Opbevaringsinstruktioner: Opbevares rent og tørt.
Temperatortolerance: Til alle typer fødevarer ved temperatur op til +40°C i ubestemt tid, og op til +70°C i max 2 timer.
Sikkerhedsforskrifter og advarsler: Må ikke anvendes i almindelig ovn og mikrobølgeovn.
Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.