



Varenummer 132792

## Condi bøtte, 19,2x19,2x19,1cm, 5000 ml, klar, PP, 1-rums

- ✓ Stabelbar
- ✓ Kraftig kvalitet



### Produktbeskrivelse

Condibøtter er den optimale måde at organisere sine mange forskellige komponenter i et køkken. Bøtter er som sagt gode til opbevaring, men udmærker sig også til marinerung og lignende af forskellige fødevarer.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Condi bøtte
Farve	Klar
Materiale	PP
Længde/dybde	19.2 cm
Bredde	19.2 cm
Højde	19.1 cm
Vægt, netto	137 g
Vægt, brutto	137 g
Rumindhold, brutto	5000 ml
Antal rum	1-rums
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Anvendelsestemperatur	-20°C - +100°C
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	42 stk	58.5 cm	39.5 cm	33 cm	5703538351549
pk	7 stk	18.5 cm	18.5 cm	30.5 cm	5703538353451
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet er fryseseikkert.



Produktet kan bruges i  
mikrobølgeovnen.



Polypropylen er en type plast.