



Varenummer 132845

Condi bøtte, 123cm, Ø122mm, 1000 ml,
 1100 ml, klar, PP, 1-rums

- ✓ Stabelbar
- ✓ Kraftig kvalitet



Produktbeskrivelse

Condibøtter er den optimale måde at organisere sine mange forskellige komponenter i et køkken. Bøtter er som sagt gode til opbevaring, men udmærker sig også til marinering og lignende af forskellige fødevarer.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Condi bøtte
Farve	Klar
Materiale	PP
Højde	123 cm
Diameter	122 mm
Rumindhold, netto	1000 ml
Rumindhold, brutto	1100 ml
Antal rum	1-rums
Certifikater	Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler	1935/2004/EU, 2023/2006/EC, BEK 681 25.05.2020, 10/2011/EU
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn og mikrobølgeovn.
Temperaturtolerance	Til alle typer fødevarer ved temperatur op til +40°C i ubestemt tid og op til +90°C i max 15 minutter.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	324 stk	79 cm	40 cm	45 cm	5703538253980
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Polypropylen er en type plast.