



Varenummer 132880

**Bakke, C 2227-3K , 22,7x17,8x5,3cm,  
 1295 ml, sort, CPET, 3-rums,  
 255/355/685 ml, standard serie,  
 hovedret**

- ✓ Eget til ovn
- ✓ Eget til mikroovn
- ✓ Eget til alle fødevarer
- ✓ Tåler temperaturer fra -40°C til +220°C
- ✓ Eget til forsegling



## Produktbeskrivelse

C-PET produkter er velegnede til alle typer fødevarer. C-PET produkter er særligt gode til brug i ovn ved temperaturer op til 220°C. Til låg kan der anvendes lågfolie, men også snap-on låg. Bredden af lågfolien afhænger af maskintype.



## Specifikationer

Produktbetegnelse	Bakke
Model	C 2227-3K
Farve	Sort
Features	Standard serie, hovedret
Materiale	CPET
Længde/dybde	22.7 cm
Bredde	17.8 cm
Højde	5.3 cm
Rumindhold, brutto	1295 ml
Antal rum	3-rums
Volumen af rum	255/355/685 ml
Certifikater	Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler	1935/2004/EU
Temperatortolerance	Til alle typer fødevarer ved temperatur -40°C til +40°C i ubestemt tid, ved temperatur op til +200°C i max 2 timer og op til +220°C i max 30 minutter.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	276 stk	59 cm	40 cm	24 cm	5703969006896
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarerkontakt.



Produktet er frysesikkert.