



Varenummer 132913

**Bakke, C 2227-1E , 22,7x17,8x3,5cm,
 1035 ml, sort, CPET, 1-rums, 1035 ml,
 standard serie, hovedret**

- ✓ Eget til ovn
- ✓ Eget til mikroovn
- ✓ Eget til alle fødevarer
- ✓ Tåler temperaturer fra -40°C til +220°C
- ✓ Eget til forsejling



Produktbeskrivelse

C-PET produkter er velegnede til alle typer fødevarer. C-PET produkter er særligt gode til brug i ovn ved temperaturer op til 220°C. Til låg kan der anvendes lågfolie, men også snap-on låg. Bredden af lågfolien afhænger af maskintype.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Bakke
Model	C 2227-1E
Farve	Sort
Features	Standard serie, hovedret
Materiale	CPET
Længde/dybde	22.7 cm
Bredde	17.8 cm
Højde	3.5 cm
Rumindhold, brutto	1035 ml
Antal rum	1-rums
Volumen af rum	1035 ml
Certifikater	Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler	1935/2004/EU
Temperatortolerance	Til alle typer fødevarer ved temperatur -40°C til +40°C i ubestemt tid, ved temperatur op til +200°C i max 2 timer og op til +220°C i max 30 minutter.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	368 stk	59.4 cm	39.8 cm	23.5 cm	5703969007749
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarerkontakt.



Produktet er frysesikkert.



Produktet kan bruges i
mikrobølgeovnen.



Produktet kan bruges i ovnen.