



## Produktdatablad

### **Bakke, C 2227-3A , 22,7x17,8x3cm, 760 ml, hvid, CPET, 3-rums, 150/210/400 ml, standard serie, hovedret**

Varenummer : 132923  
Varegruppe : Hovedret 3-rums  
Forpakninger : 477 stk = 1 kolli  
16 kolli = 1 palle



### **Varedeklaration**

**Produktbetegnelse:** Bakke  
**Farve:** hvid  
**Materiale:** CPET  
**Model:** C 2227-3A  
**Features:** standard serie, hovedret  
**Antal rum:** 3-rums  
**Volumen af rum:** 150/210/400 ml  
**Længde/dybde:** 22,7 cm  
**Bredde:** 17,8 cm  
**Højde:** 3 cm  
**Rumindhold, brutto:** 760 ml  
**Certifikater:** Til fødevarer  
**Direktiver, lovgivning og regler:** Fødevaregodkendt iht. 1935/2004/EU  
**Produktbeskrivelse:** C-PET produkter er velegnede til alle typer fødevarer. C-PET produkter er særligt gode til brug i ovn ved temperaturer op til 220°C. Til låg kan der anvendes lågfolie, men også snap-on låg. Bredden af lågfolien afhænger af maskintype.  
**Temperaturtolerance:** Til alle typer fødevarer ved temperatur -40°C til +40°C i ubestemt tid, ved temperatur op til +200°C i max 2 timer og op til +220°C i max 30 minutter.  
**Bortskaffelse af produkt:** Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.  
**Bortskaffelse af emballage:** Kan genbruges eller forbrændes.