



Varenummer 132926

**Bakke, C 2227-3F , 22,7x17,8x4,3cm,
 1005 ml, sort, CPET, 3-rums,
 200/285/520 ml, standard serie,
 hovedret**

- ✓ Eget til ovn
- ✓ Eget til mikroovn
- ✓ Eget til alle fødevarer
- ✓ Tåler temperaturer fra -40°C til +220°C
- ✓ Eget til forsegling



Produktbeskrivelse

C-PET produkter er velegnede til alle typer fødevarer. C-PET produkter er særligt gode til brug i ovn ved temperaturer op til 220°C. Til låg kan der anvendes lågfolie, men også snap-on låg. Bredden af lågfolien afhænger af maskintype.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Bakke
Model	C 2227-3F
Farve	Sort
Features	Standard serie, hovedret
Materiale	CPET
Længde/dybde	22.7 cm
Bredde	17.8 cm
Højde	4.3 cm
Rumindhold, brutto	1005 ml
Antal rum	3-rums
Volumen af rum	200/285/520 ml
Certifikater	Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler	Fødevaregodkendt iht. 1935/2004/EU
Temperatortolerance	Til alle typer fødevarer ved temperatur -40°C til +40°C i ubestemt tid, ved temperatur op til +200°C i max 2 timer og op til +220°C i max 30 minutter.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	420 stk	0.595 m	0.395 m	0.245 m	5703969006902



Glas-gaffel-symbolet garanterer, at produkter er testet efter europæisk lovgivning og godkendt til fødevarekontakt. Symbolet er obligatorisk på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet er frysesikkert.