



## Produktdatablad

### **Bakke, 17,1x12,7x3,5cm, 500 ml, sort, CPET, 1-rums, 500 ml, standard serie, biret**

Varenummer : 132940  
Version : 01  
Varegruppe : Biret  
Forpakninger : 756 stk = 1 kolli  
18 kolli = 1 palle



### **Varedeklaration**

**Produktbetegnelse:** Bakke  
**Farve:** sort  
**Materiale:** CPET  
**Features:** standard serie, biret  
**Antal rum:** 1-rums  
**Volumen af rum:** 500 ml  
**Længde/dybde:** 17,1 cm  
**Bredde:** 12,7 cm  
**Højde:** 3,5 cm  
**Rumindhold, brutto:** 500 ml  
**Certifikater:** Til fødevarer

**Direktiver, lovgivning og regler:** Fødevaregodkendt iht. 1935/2004/EU

**Produktbeskrivelse:** C-PET produkter er velegnede til alle typer fødevarer. C-PET produkter er særligt gode til brug i ovn ved temperaturer op til 220°C. Til låg kan der anvendes lågfolie, men også snap-on låg. Bredden af lågfolien afhænger af maskintype.

**Temperaturtolerance:** Til alle typer fødevarer ved temperatur -40°C til +40°C i ubestemt tid, ved temperatur op til +200°C i max 2 timer og op til +220°C i max 30 minutter.

**Bortskaffelse af produkt:** Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

**Bortskaffelse af emballage:** Kan genbruges eller forbrændes.

Tilhørende varer: 1000002700