



Varenummer 132946

Bakke, K 2171-1A, 17,1x12,7x3,5cm, 500 ml, klar, APET, 1-rums, 500 ml, standard serie, biret

- ✓ Transparent materiale
- ✓ Særlig egnet til kolde retter
- ✓ Præsenterer indholdet flot
- ✓ Velegnet til catering og take away



Produktbeskrivelse

Vores forskellige bakker fremstillet i A-PET kan anvendes til alle fødevarer. A-PET er et transparent materiale, som gør disse opbevaringsbakker særligt egnet til indhold der præsenterer sig pænt, for eksempel salater, frugtanretninger og lignende.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Bakke
Model	K 2171-1A
Farve	Klar
Features	Standard serie, biret
Materiale	APET
Længde/dybde	17.1 cm
Bredde	12.7 cm
Højde	3.5 cm
Rumindhold, brutto	500 ml
Antal rum	1-rums
Volumen af rum	500 ml
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EU) 2022/1616, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EC) 1907/2006, (EF) Nr. 2024/3190, (EF) Nr. 2025/40
Anvendelsestemperatur	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer mellem -40°C og stuetemperatur, samt i 2 timer ved 70°C.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1152 stk	80 cm	40 cm	19.3 cm	5703969118117
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.