

ABENA®

Produktdatablad

Låg, Abena Gastro, Ø9,5cm, klar, PET, uden hul

Varenummer : 132980
Varegruppe : Låg til PET glas
Forpakninger : 50 stk = 1 pakke
16 pakker = 1 kolli
28 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Låg
Varemærke: Abena
Vareserie: Gastro
Farve: klar
Materiale: PET
Features: uden hul
Diameter: 9,5 cm
Vægt, netto: 3,62 g
Certifikater: Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler: Fødevaregodkendt iht. 1935/2004/EU
Produktbeskrivelse: PET låget er klar, så det er nemt at se og differentiere mellem indholdet ovenfra.
Opbevaringsinstruktioner: Opbevares rent og tørt.
Temperatortolerance: Til alle typer fødevarer ved temperatur op til +40°C i ubestemt tid, og op til +70°C i max 2 timer.
Sikkerhedsforskrifter og advarsler: Må ikke anvendes i almindelig ovn og mikrobølgeovn.
Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.

Tilhørende varer: 1000006056, 539202, 539301, 133085