



Varenummer 133050

Hotdog pose, 19x10cm, brun, papir, med fals, stor

- ✓ Perfekt til din franske hotdog
- ✓ Naturfarvet papir



Produktbeskrivelse

Denne klassiske papirpose i naturfarvet papir er særligt velegnet til fransk hotdogs, men kan også med fordel bruges til andre formål, for eksempel som slikpose.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Hotdog pose
Farve	Brun
Features	Med fals, stor
Materiale	Papir
Længde/dybde	19 cm
Bredde	10 cm
Tykkelse	40 g/m ²
Antal lag	1-lags
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, 94/62/EF, BEK nr 681 af 25/05/2020
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Temperaturtolerance	Produktet kan anvendes i 24 timer ved temperaturer fra frost til 40C, samt i 2 timer ved 70C og hot-fill.
Anvendelsestemperatur	Produktet kan anvendes i 24 timer ved temperaturer fra frost til 40°C, samt i 2 timer ved 70°C og hot-fill.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	1000 stk	22.4 cm	21.9 cm	20.2 cm	5703538327834
stk	0.001 kil				5703538327841



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.

