



Varenummer 133055



## Takeaway boks, ABENA, 20x10x5cm, 1000 ml, brun, pap, med hængslet låg, udstandsning i låget, lille

- ✓ Fødevaregodkendt
- ✓ Perfekt til takeaway-klassikere som hotdogs, pølser, kyllingenuggets, pommes frites m.m.



### Produktbeskrivelse

Takeaway-æske til pølser, pommes frites, kyllingenuggets og lignende. Boksen er fremstillet i karton og fødevaregodkendt til alle slags fødevarer. Med et enkelt tryk kan udstandsningerne i låget åbnes, så dampen kan slippe ud, samtidig med, at indholdet forbliver varmt, sprødt og lækkert.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Takeaway boks
Varemærke	ABENA
Farve	Brun
Features	Med hængslet låg, udstandsning i låget, lille
Materiale	Pap
Længde/dybde	20 cm
Bredde	10 cm
Højde	5 cm
Vægt, netto	19.5 g
Rumindhold, brutto	1000 ml
Tykkelse	215 g/m <sup>2</sup>
Antal lag	1-lags
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Yderemballagen bør ikke lægges ned og stables, da der herved er stor risiko for tryk på bagerkerne, der ved dette pres kan springe op i limen. Bør opbevares ved ca. 20°C og ved en relativ luftfugtighed på ca. 50%, ellers er der risiko for at limen springer op.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Anvendelsestemperatur	Produktet kan anvendes i 24 timer ved frost, køl og temperaturer op til 40°C, samt i 2 timer ved 70°C.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	400 stk	60.5 cm	36.5 cm	47 cm	5703538267093
pk	100 stk	55.4 cm	19.3 cm	24 cm	5703538267109
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet er lavet af pap.