

Varenummer 133055



Takeaway boks, ABENA, 20x10x5cm, 1000 ml, brun, pap, med hængslet låg, udstandsning i låget, lille

- ✓ Fødevaregodkendt
- ✓ Perfekt til takeaway-klassikere som hotdogs, pølser, kyllingenuggets, pommes frites m.m.



Produktbeskrivelse

Takeaway-æske til pølser, pommes frites, kyllingenuggets og lignende. Boksen er fremstillet i karton og fødevaregodkendt til alle slags fødevarer. Med et enkelt tryk kan udstandsningerne i låget åbnes, så dampen kan slippe ud, samtidig med, at indholdet forbliver varmt, sprødt og lækkert.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Takeaway boks
Varemærke	ABENA
Farve	Brun
Features	Med hængslet låg, udstandsning i låget, lille
Materiale	Pap
Længde/dybde	20 cm
Bredde	10 cm
Højde	5 cm
Vægt, netto	19.5 g
Rumindhold, brutto	1000 ml
Tykkelse	215 g/m ²
Antal lag	1-lags
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Yderemballagen bør ikke lægges ned og stables, da der herved er stor risiko for tryk på bagerkerne, der ved dette pres kan springe op i limen. Bør opbevares ved ca. 20°C og ved en relativ luftfugtighed på ca. 50%, ellers er der risiko for at limen springer op.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Anvendelsestemperatur	Produktet kan anvendes i 24 timer ved frost, køl og temperaturer op til 40°C, samt i 2 timer ved 70°C.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	400 stk	60.5 cm	36.5 cm	47 cm	5703538267093
pk	100 stk	55.4 cm	19.3 cm	24 cm	5703538267109
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet er lavet af pap.