



Varenummer 133230

## Salatskål, Ø18,7cm, 1000 ml, 1000 ml, klar, PET, rund

- ✓ Kraftig kvalitet
- ✓ Emballage til salater og delikatesser



### Produktbeskrivelse

Salatskåle er meget velegnede til at servere salater eller andre kolde serveringer hvor præsentation af produktet er vigtigt. Disse salatskåle fås i mange forskellige størrelser.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Salatskål
Farve	Klar
Features	Rund
Materiale	PET
Diameter	18.7 cm
Rumindhold, netto	1000 ml
Rumindhold, brutto	1000 ml
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, 94/62/EF, BEK nr 681 af 25/05/2020
Temperatur Tolerance	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer op til stuetemperatur.
Anvendelsestemperatur	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer fra -20oC til stuetemperatur, samt til opvarmning i 2 timer ved 50oC
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	400 stk	40 cm	40 cm	65.5 cm	4010494181006
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarerkontakt.



Polyethylentereftalat er en type plast.



Produktet er frysesikkert.