




Varenummer 133252



cater.Line

Termokasse, ABENA Cater-Line, 59,5x39,5x22,5cm, 30 l, hvid, EPS, med låg, 1/1 GN

- ✓ Holder maden varm
- ✓ God løsning til transport af fødevarer



Produktbeskrivelse

Termokassen kan anvendes til opbevaring/transport af fødevarer.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Termokasse
Varemærke	ABENA
Vareserie	Cater-Line
Farve	Hvid
Features	Med låg, 1/1 GN
Materiale	EPS
Længde/dybde	59.5 cm
Bredde	39.5 cm
Højde	22.5 cm
Rumindhold, brutto	30 l
Tykkelse	30 mm
Certifikater	Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EF) Nr. 10/2011
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn og mikrobølgeovn.
Temperaturtolerance	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer op til stuetemperatur samt i 2 timer ved 70°C og hot-fill.
Anvendelsestemperatur	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer op til stuetemperatur samt i 2 timer ved 70°C og hot-fill.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	6 stk	119 cm	59 cm	62 cm	5703538318153
stk	1 stk				5703538248542



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.