

ABENA®

Datasheet

Termobæger, Abena Gastro-Line, 11cm, Ø8cm, 25 cl, 30 cl, hvid, EPS, 10 oz

Product Id : 134047
Version : 01
Group : Termobæger
Packing : 20 stk = 1 pakke
50 pakker = 1 kolli
9 kolli = 1 palle



Description

Produktbetegnelse:	Termobæger
Brand:	Abena
Sub-brand:	Gastro-Line
Farve:	hvid
Materiale:	EPS
Features:	10 oz
Højde:	11 cm
Diameter:	8 cm
Volumen, netto:	25 cl
Volumen, brutto:	30 cl
Certificeringer:	Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler:	Fødevaregodkendt iht. 1935/2004/EU
Produktbeskrivelse:	EPS er godt varmeisolerende og har en god stabilitet. Kan bruges til både varme drikke og supper.
Vejledning i brug/ anvendelse:	
Opbevaringsinstruktioner:	Opbevares rent og tørt.
Temperaturtolerance:	For vandholdige fødevarer +70°C i 2 timer og temperatur op til +90°C i max 15 minutter. Fede fødevarer ved temperatur op til +40°C i max 30 minutter.
Sikkerhedsinstruktioner og -advarsler:	Må ikke anvendes i almindelig ovn og mikrobølgeovn.
Instruktioner vedrørende produktbortskaffelse:	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Instruktioner vedrørende bortskaffelse af emballage:	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Associated Products: 13404901