

ABENA®

Produktdatablad

Champagneglas, Abena Gastro, 17,5cm, Ø5cm, 10 cl, 11 cl, klar, PS

Varenummer : 134065
Varegruppe : Hårde drikkeglas på fod PS
Forpakninger : 12 stk = 1 pakke
12 pakker = 1 kolli
48 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Champagneglas
Varemærke: Abena
Vareserie: Gastro
Farve: klar
Materiale: PS
Højde: 17,5 cm
Diameter: 5 cm
Vægt, netto: 13,5 g
Rumindhold, netto: 10 cl
Rumindhold, brutto: 11 cl
Certifikater: Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler: Fødevaregodkendt iht. 1935/2004/EU
Produktbeskrivelse: Klare PS glas, der er perfekte til servering champagne eller anden kølig drikkeelse. Glassene kan også bruges til pæn og kreativ servering af fx foretter og desserter.
Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Sikkerhedsforskrifter og advarsler: Må ikke anvendes i almindelig ovn og mikrobølgeovn.
Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.