

Varenummer 134271

Frysepose, 2 l, klar, LDPE/virgin, 15x34cm

- ✓ Eget til dybfrysning
- ✓ Med skrivefelt
- ✓ Fødevaregodkendt



Produktbeskrivelse

Poserne har et praktisk skrivefelt og er egnet til opbevaring af fødevarer i fryser og køleskab.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Frysepose
Farve	Klar
Features	15x34cm
Materiale	LDPE, virgin
Længde/dybde	34 cm
Bredde	15 cm
Rumindhold, netto	2 l
Tykkelse	36 micron
Rullebredde	15.5
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør opbevares utilgængeligt for børn.
Temperaturtolerance	Tåler temperaturer fra -30°C til 40°C.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	42 rl	28 cm	17.8 cm	17.1 cm	5703538113420
rl	30 stk				5703538113086



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



PE med lav densitet.