



Produktdatablad

Bakke, C 2227-4B , 22,7x17,8x3cm, 735 ml, sort, CPET, 4-rums, standard serie, hovedret

Varenummer : 134374
Version : 01
Varegruppe : Hovedret 4-rums
Forpakninger : 252 stk = 1 kolli
20 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Bakke
Farve: sort
Materiale: CPET
Model: C 2227-4B
Features: standard serie, hovedret
Antal rum: 4-rums
Længde/dybde: 22,7 cm
Bredde: 17,8 cm
Højde: 3 cm
Rumindhold, brutto: 735 ml
Certifikater: Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler: Fødevaregodkendt iht. 1935/2004/EU
Produktbeskrivelse: C-PET produkter er velegnede til alle typer fødevarer. C-PET produkter er særligt gode til brug i ovn ved temperaturer op til 220°C. Til låg kan der anvendes lågfolie, men også snap-on låg. Bredden af lågfolien afhænger af maskintype.
Temperaturtolerance: Til alle typer fødevarer ved temperatur -40°C til +40°C i ubestemt tid, ved temperatur op til +200°C i max 2 timer og op til +220°C i max 30 minutter.
Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.