



Varenummer 134388

Vakuumpose, klar, PA/PE, 20x25cm

- ✓ Kraftig
- ✓ Klar



Produktbeskrivelse

Vakuumposer er en måde hvorpå man kan forlænge holdbarheden af fødevarer, da man fjerner fødevarernes kontakt med ilt.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Vakuumpose
Farve	Klar
Features	20x25cm
Materiale	PE, PA
Længde/dybde	25 cm
Bredde	20 cm
Tykkelse	90 micron
Affaldstype	Tung
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EF) 1895/2005
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør opbevares utilgængeligt for børn.
Temperatur Tolerance	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer op til stuetemperatur, samt i 2 timer ved temperaturer op til 100C og i 1 time ved temperaturer op til 121C.
Anvendelsestemperatur	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer op til stuetemperatur, samt i 2 timer ved temperaturer op til 70°C og hot-fill.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	500 stk	26.5 cm	20.5 cm	16.5 cm	5703538340383
stk	1 stk				5703538340390



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarerkontakt.



Produktet er frysesikkert.