



## Produktdatablad

### Vakuumpose, klar, PA/PE, 30x40cm

Varenummer : 134392  
Version : 01  
Varegruppe : Vakuumposer  
Forpakninger : 600 stk = 1 kolli  
42 kolli = 1 palle



### Varedeklaration

**Produktbetegnelse:** Vakuumpose  
**Farve:** klar  
**Materiale:** PA, PE  
**Features:** 30x40cm  
**Længde/dybde:** 40 cm  
**Bredde:** 30 cm  
**Tykkelse:** 90 micron  
**Certifikater:** Til fødevarer  
**Direktiver, lovgivning og regler:** Fødevaregodkendt iht. 1935/2004/EU  
**Produktbeskrivelse:** Vakuumposer er en måde hvorpå man kan forlænge holdbarheden af fødevarer, da man fjerner fødevarenes kontakt med ilt.  
**Temperaturtolerance:** Til alle typer fødevarer ved temperaturer op til +90 C i maksimum 15 minutter eller op til +70 C i maksimum 2 timer eller op til +40 C i ubegrænset tid.  
**Sikkerhedsforskrifter og advarsler:** Bør opbevares utilgængeligt for børn.  
**Bortskaffelse af produkt:** Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.  
**Bortskaffelse af emballage:** Kan genbruges eller forbrændes.